

Camuvir Barriera

Una barriera contro i virus del raffreddore e dell'influenza per impedire il loro sviluppo nel naso e nella faringe.

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.

Quando si usa?

Camuvir Barriera è un micro gel, di origine vegetale, che protegge le mucose del naso e della faringe ostacolando la moltiplicazione dei virus del raffreddore e dell'influenza con un'azione meccanica di barriera. Si consiglia l'utilizzo preventivo a scopo protettivo o ai primi segni di malessere (bruciore della gola, primo stranuto, etc).

Come funziona?

Camuvir Barriera è una soluzione sotto forma di micro gel a base di cellulosa, di origine vegetale, e di antocianine del camu camu (*Myrciaria dubia*), un frutto amazzonico. Una volta spruzzato nel naso o in faringe forma un film che costituisce una barriera meccanica che si interpone tra i virus e le mucose del naso e della bocca impedendone la proliferazione. Camuvir Barriera non esercita alcuna azione farmacologica ma solo un'azione meccanica di barriera.

Quando non deve essere utilizzato?

In caso di allergia nota ad uno dei suoi componenti

Quando deve essere utilizzato previo consulto medico?

In caso di frequenti sanguinamenti al naso.

In caso di patologie note del naso, dell'orecchio o del cavo orale.

Come si usa?

Per la somministrazione nel faringe: impugnare il flaconcino e delicatamente girare il beccuccio in senso perpendicolare, dirigere il beccuccio all'interno della faringe e premere due tre volte l'erogatore con il dito indice in modo deciso. Per la somministrazione nel naso: svitare il segmento superiore dell'erogatore e sostituirlo con l'apposito erogatore per il naso incluso nella confezione, avvitandolo al posto del beccuccio per la bocca. Inserire il beccuccio prima nella narice destra e poi in quella sinistra, premere con l'indice e il pollice in maniera decisa l'erogatore inspirando con intensità e durata normali, senza inclinare la testa. Ripetere l'operazione in ogni narice.

Quante volte si utilizza in un giorno?

Camuvir Barriera ha innanzitutto un effetto protettivo. Si consiglia di somministrare il prodotto prima di

entrare in ambienti sovraffollati o in altre circostanze che possono favorire il contagio. In caso di assunzione ai primi segni di raffreddamento l'assunzione va ripetuta più volte al giorno (tre-quattro volte al giorno) per la durata della sintomatologia. Si suggerisce di continuare la somministrazione per almeno due giorni dopo il risolversi della sintomatologia.

Possibili effetti indesiderati?

Durante l'uso possono verificarsi effetti transitori come bruciori alle mucose della bocca o del naso. La sensazione di bruciore, immediata ma non duratura, non solo non è dannosa ma può essere un indice che il prodotto sta svolgendo la sua funzione. Un retrogusto acido di limone nella gola è un altro segnale che il prodotto sta svolgendo la sua funzione. Una momentanea irritazione della mucosa del naso può in particolare causare starnuti o un aumento della secrezione nasale. Si consiglia di sospendere l'assunzione se tali effetti diventano troppo intensi o se si manifestano sanguinamenti del naso.

Quando si consiglia di consultare un medico

- Alla comparsa dei primi segni di ipersensibilità;
- I sintomi del raffreddamento persistono o tendono ad aumentare con la comparsa di febbre.

Avvertenze

Lo stesso flacone non deve essere utilizzato da più persone contemporaneamente, per evitare il diffondersi del contagio.

Conservare in luogo fresco a temperatura non superiore ai 25 °C. Tenere al riparo dalla luce solare.

Non utilizzare dopo la data indicata sulla confezione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rev_5 (14/11/2013)

CE

DISPOSITIVO MEDICO

SPRAY

Flacone da 30 ml e



Camuvir Barriera

A barrier against cold and flu viruses to prevent them developing in the nose and pharynx.

Please read the leaflet carefully before use.

When should it be used?

Camuvir Barrier is a micro gel, of botanical origin, which protects the mucus of the nose and pharynx, hindering the multiplication of cold and flu viruses **with a mechanical barrier action**. It should be used as prevention for protection or at the first signs of discomfort (burning throat, first sneeze, etc.)

How does it work?

Camuvir Barrier is a solution in the form of a micro gel based on cellulose, of botanical origin, and anthocyanins of camu camu (*Myrciaria dubia*), a fruit that grows in the Amazon forest. After spraying, it forms a film that acts as a mechanical barrier between the viruses and the mucus of the nose and mouth, preventing the proliferation of harmful organisms. Camuvir Barriera does not have any pharmacological action but only a mechanical barrier action.

When must it not be used?

In the case of known allergy to one of its components.

When must it be used only after having consulted a doctor?

In the case of frequent nose bleeds.

In the case of known pathologies of the nose, ears and oral cavity.

How do you use it?

In the pharynx. Hold the bottle and gently turn the nozzle perpendicularly. The first time, spray several times to remove the space above the liquid. Hold the bottle, aim the nozzle inside the pharynx and press the dispenser two or three times firmly with the index finger. If you want to use the product for the nose, unscrew the upper part of the dispenser and replace it with the dispenser for the nose which is supplied, screwing it in place of the nozzle for the mouth. To apply the product in the nose, insert the tube into the nose, first in the right nostril and then in the left nostril. With the bottom of the bottle in the palm of the hand, press the dispenser downwards firmly with the index finger and thumb, breathing in deeply and for the normal period of time,

without bending your head. Repeat the operation in each nostril.

How many times can it be used in a day?

If used for prevention in crowded rooms or in other situations where the risk of infection is high, use it before entering. If used at the first signs of a cold, repeat application several times a day (3-4 times) during the cold and at least for two days after the symptoms resolution.

Are there any possible unwanted effects?

During use, transitory effects such as a burning sensation, immediate but not lasting, in the mucus of the mouth and nose may occur. The sensation of burning is not harmful, but can be a sign that the product is carrying out its function. Momentary irritation of the mucus of the nose in particular can cause sneezing or an increase in nasal secretion. Use of the product should be suspended if these effects become too intense or in the case of nose bleeds.

When should a doctor be consulted?

- When the first signs of hypersensitivity appear;

- When the symptoms of a cold persist or tend to increase with a high temperature.

Warnings

The same bottle must not be used by several people at the same time, in order to avoid infection.

Keep in a cool place at a temperature of not more than 25°C.

Keep away from direct sunlight. Do not use after the date shown on the box. Keep out of the reach of children.

Avoid contact with the eyes.

INGREDIENTI INGREDIENTS:

Aqua, Myrciaria dubia fruit extract, Glycerol, Sodium Benzoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Eucalyptus Oil, Iota-Carragenan, Sodium citrate, Thymol, Citric Acid.



CRAB
SINERGY
forniture parafarmaceutiche

Fabbricante/Manufactured by: **Crab Sinergy**

Sede Legale: Via F.lli Pellegrini, 5/a - 24065 Lovere (Bg)

Sede Operativa: Via M. Polo, 18 - 24062 Costa Volpino (Bg)

Tel 035.973286 www.crabsinergy.com