

Zyme[®]

**A gentle Nasal Spray
augmented with Lysozyme**



What Is Zyme Nasal Spray?

Zyme Nasal spray is a medical device contains Lysozyme, Which is one of the most powerful natural antibacterial available naturally in a number of human secretions like Mucus, Saliva and Tears. Lysozyme attacks Peptidoglycans found in the cell wall of bacteria, Especially Gram positive bacteria. Zyme contains Cellulose and Isotonic saline(%0.9 NaCl) which remove and fluidify the mucus in the nasal passage of user in case of dryness of mucous membrane and cold.

How to use Zyme Nasal Spray?

Insert the nozzle in to each nostril and spray one or more puffs in to each nostril. After use, Please put the protection Cap back on the nozzle, Repeat this process according to the need. Zyme Nasal Spray contains a Safe and Natural ingredients could be suitable for long time use if necessary with Babies, Children and Adults after Doctor or Pharmacist recommendation.

Precautions should be considered?

Do not use in case of known allergy to one of product components. In case of Hypersensitivity please stop using the product and contact your Doctor. Keep out of reach of children under 3 years. Do not use after the Expiry date shown on outer box.

How to store Zyme Nasal Spray?

Please store the product under 30 °C and away from direct sunlight.

Zyme Is a 30ml Nasal Spray with a patented Nasal Applicator suitable to be used for all age groups.

Fabbricante /Manufactured by:

Crab Sinergy srl

Via M. Polo, 18/20


24062 Costa Volpino (Bg) - ITALY

Tel. (+39) 035.973286

www.crabsinergy.it



MEDICAL DEVICE

Bottle 30 ml 

Zyme[®]

Un delicato
spray nasale con Lisozyma



Che cos'è lo spray nasale Zyme?

LO Spray Nasale Zyme è un dispositivo medico che contiene Lysozyma, che è una delle sostanze più potenti come antibatterico presente in natura in secrezioni come il muco, la saliva e le lacrime. Il Lysozyma attacca i Peptidoglicani che si trovano nella parete delle cellule dei batteri. Zyme contiene inoltre Cellulosa ed una soluzione Isotonica salina (0,9% di NaCl) che rimuove e fluidifica il muco nelle cavità nasali di chi lo usa. E' indicato in caso di secchezza delle mucose nasali ed in caso di infezione.

Modo d'Uso:

Inserire l'erogatore nasale in ciascuna narice e inalare uno due puff. Dopo l'uso si raccomanda di inserire la relativa protezione. Ripetete questo processo in accordo con le vostre esigenze. LO Spray Nasale Zyme contiene ingredienti Sicuri e Naturali.

Gli ingredienti possono essere usati per lunghi periodi e se necessario con neonati, bambini e adulti secondo raccomandazione del Vs medico o farmacista.

Avvertenze

Non usare in caso di allergia a uno dei suoi componenti. Tenete lontano dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non utilizzate dopo la data di scadenza presente sull'astuccio esterno. Conservate il prodotto sotto i 30°C e lontano dalla luce. Lo stesso flacone non deve essere utilizzato da più persone per evitare la trasmissione dell'infezione.

Quando si consiglia di consultare un medico ?

In caso di comparsa di ipersensibilizzazione al prodotto;
In caso i sintomi persistano o tendono ad aumentare con comparsa di febbre.

Zyme è un dispositivo medico che può essere utilizzato a tutte le età.

Fabbricante /Manufactured by:

Crab Sinergy srl

Via M. Polo, 18/20

24062 Costa Volpino (Bg) - ITALY

Tel. (+39) 035.973286

www.crabsinergy.it

CE

DISPOSITIVO MEDICO
Flacone da 30 ml **e**